

# „MAGNOFLEX®“ pečių raištis

## Prekės kodas 7011

### **„Magnoflex®“ pečių raištis naudojamas esant:**

pečių ir rankos problemoms, atsiradusioms dėl artrozės ir ūmių sutrikimų, pavyzdžiui, sportinių traumų, patempimų ir išnirimų.

### **Produkto informacija**

2007/47/EB: I klasė UMDNS: **DE/CA22/1150-3** (Miunsterio rajono valdyba), farmacinis centrinis Nr. **7379557**

Vidinė pusė: Specialus antibakterinio poveikio audinys su natūraliais sidabro jonais.

98 % PES (poliesterio), 2 % PA (poliamido)

Tarpinis sluoksnis: Termovata 100 % PES (poliesteris)

Įmagnetinimas: bipolinis, 4 kintamo poliariškumo magnetiniai segmentai po 780 gausų, anizotropinis

Išorinė pusė: Limpantis veliūras su porolono pamušalu – 66 % PA (poliamido), 34 % PUR (lengvos putos)

### **Naudojimas / naudojimo trukmė**

Išorinė pusė yra iš limpančio veliūro, taigi galima nustatyti norimo pločio lipnų užsegimą. Galva ir ranka perkišamos per ilgą guminę juostą, trumpoji juosta užfiksuojama per viršutinę rankos dalį. Dėl to raištį galima nešioti ant abiejų pečių. **Produkto etiketė turi būti nukreipta į viršų.**

Naudojimo trukmę nulemia pats naudotojas. Kiekvienas organizmas į magnetinio lauko terapiją reaguoja skirtingai. „MAGNOFLEX®“ magnetinio lauko poveikis yra toks stiprus, kad daugeliui žmonių skausmai sumažėja jau po 1–2 dienų. Ypač jautrūs žmonės teigia, kad poveikį pajautė jau po keleto valandų. Jeigu organizmas priešinasi terapijai, rekomenduojama vidutinė 6 savaičių gydymo trukmė. Sergant lėtinėmis ligomis raištį galima naudoti nuolat.

Magnetinio lauko terapija skatina gijimo procesą ir veikia gydant sveikatos sutrikimus ne simptomiškai, o naikinant susirgimo priežastį, t. y. normalizuojant ląstelėse vykstančius procesus. Aktyvuojamas organizmo stiprinimas ir savigyda, pažeistos funkcijos normalizuojamos. Po magnetinio lauko poveikio gerokai padidėja ląstelių medžiagų apykaita. Termografiniais brėžiniais galima optiškai pavaizduoti ir tuo įrodyti magnetinio lauko kraujo apykaitą skatinantį poveikį.

Dėl natūralių sidabro jonų, kurie veikia kaip antibakterinis agentas, oda apsaugoma nuo dirginimo, pvz., uždegimo ir pabrinkimo, o raiščio vidinė dalis išlieka bekvapė.

### **Šalutinis poveikis, pirmasis pablogėjimas**

Dažniausiai magnetinio lauko terapija neturi šalutinio poveikio. Ji tinkama naudoti vaikams. Ypač jautriems žmonėms terapijos taikymo pradžioje gali padidėti skausmas, tai rodo, kad magnetinio lauko terapija pradėjo veikti, todėl nerimauti nereikia. Netrukus šis požymis dingsta.

### **Kontraindikacijos**

**Nežinoma.**

Priežiūros nurodymai. Skalbti rankomis, tik 30° C temperatūroje. Naudoti priemonę, skirtą švelniems audiniams.

MAGNOFLEX® gamyba ir platinimas:

„ORGATERM Produktions- und Warenvertriebs GmbH“

Aspastraße 24 -59394 Nordkirchen, Vokietija

[info@magnoflex.de](mailto:info@magnoflex.de) - [www.magnoflex.de](http://www.magnoflex.de)

### **Atitikties deklaracija**

„ORGATERM Produktions- und Warenvertriebsgesellschaft mbH“ deklaruoja, kad „Magnoflex“ produktas pečių raištis, prekė 7011 (UMDNS: DE/CA22/1150-1, farmacinis centrinis Nr. 7379557, Vokietijos patento Nr. 3733502), pagal tobulinimą ir gamybą bei savo pristatytą struktūrą atitinka I klasės medicinos produktų Saugos ir sveikatos reikalavimų direktyvas 2007/47/EB ir 2003/32/EB MPG.

Leidimas 2014-02-05